

说明书

颜色：彩色

材质：双胶纸

工艺：16p 骑马钉 单色双面印刷

尺寸：90*120mm

BLAUPUNKT
合格证
检验员: QC PASS
检验日期:

User Manual
使用说明书
膝盖按摩器



产品请以包装内实物为准

Enjoy it.

制造商:佛山市蓝博科技发展有限公司
Manufacturer: Foshan Lanbo Technology Development Co., Ltd.
服务热线: 4009304619
Service Hotline: 4009304619
地址:广东佛山市顺德区大良街道逢简社区永泰路8号
Address: No. 8 Hongjiao Road, Lijiang Community, Da'ang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Website: www.blaupunkt.com

膝盖按摩器
KNEE MASSAGER
BP-XG03

安全注意事项

- 每次使用时间是30分钟,请检查自己的膝盖状况,然后适当调整使用次数。
- 建议在刚开始使用本产品阶段采用“低档”模式。
- 如果感觉腿部或膝盖周围疼痛,请立即停止使用本产品。
- 如果在使用过程中皮肤或腿部出现任何问题,请立即停止使用本产品并向医生咨询。
- 建议不要过度使用按摩功能。
- 使用本产品时,您的双腿可能短时间变红,这并不表示存在问题,如果这一症状持续得不到缓解,请向外科医生咨询。
- 穿着丝袜使用时,产品上的绑带可能会勾破您的丝袜,您可以脱掉丝袜再使用。

警告错误操作会导致危险的相关内容。
注意错误操作会导致人身安全或财产损失。

产品注意事项

本产品内含锂电池,请勿自行拆卸、改装、水浸产品(控制器)或投入火中,否则可能导致产品损坏。

- 如果因本产品异常而感到身体不适时,请立即停止使用。身体或皮肤如有异样感觉,请向医生咨询并遵医嘱行事。
- 请勿存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。此外,还请勿让他们接触或操作本产品,否则可能会引起灼伤、触电或人身伤害。
- 请勿挤压或改装,或用力弯曲、拉扯电源线。另外,请勿在电源线上放置重物或挤压电源线。
- 请勿在浴室或淋浴间内使用本产品。

如果皮肤或身体其它部位感觉到疼痛或不适,请立即停止使用本产品。

01

- 如果皮肤或身体其它部位感觉到疼痛或不适,请立即停止使用本产品。
- 进行清洁时,请务必从家用电源插座上拔掉适配器的插头。
- 请妥善处理本产品的包装袋,使其远离婴幼儿。
- 请勿佩戴机身参加任何户外活动。
- 禁止在产品上躺着、坐着。
- 禁止给产品带来巨大的冲击和负荷。
- 禁止盖上被子或毛毯使用。
- 禁止睡觉时使用。

慎用人群

凡有以下情况者,须慎用或遵医嘱指导下使用。

- 有腿部神经障碍或皮肤感觉障碍者。
- 因骨折或整形手术而在腿部注入金属、硅或塑料材质者。
- 对热不敏感的人。
- 因交通事故等而在腿部或膝盖后遭挫伤。
- 患有或曾患有腿部疾病(肌腱损伤、关节炎畸形、骨折、静脉曲张、等疾病)。
- 容易受到心脏起搏器等电磁波影响的体内植入型医疗电子仪器的人。
- 被认定失去温度感觉的人。
- 有恶性肿瘤的人。
- 患有心脏病的人。
- 怀孕初期或怀孕后期或生完孩子后不久的人。
- 糖尿病引起有知觉障碍的人。

02

- 皮肤上有伤痕的人。
- 需要安静的人和身体状况不佳的人。
- 具有骨质疏松症的人、剧烈骨折、扭伤、肌肉疼痛、急性(头)疼痛的人。
- 体温38°C(发烧)时。
- 具有急性炎症症状、倦怠感、恶寒、血压变动等强烈的、衰弱的时候。
- 其他在医疗机构治疗的人。

使用方法

- 使用前,请检查产品是否可以启动,如不能启动,请先将产品用附带的充电线充分充电再使用。
- 将按摩器套入膝盖上。
- 待机状态下长按2秒操作按钮开机/关机,同时语音播报“开始膝盖按摩”按摩结束,欢迎下次使用”开机默认加热40°C。
- 短按“电源”键调节并自/调节启动档位,同时语音播报,产品分别在3档力度(按摩一档-按摩二档-按摩三档关闭按摩)内循环切换,同时伴随语音播报“按摩一档”“按摩二档”“按摩三档”“关闭按摩”。
- 温度分为五档,范围为(40°C-45°C-50°C-55°C-60°C)。
- 短按“+”加温键,将温度升高,每按一下对应语音播报当前温度,如“40摄氏度”、“60摄氏度”当温度加至60°C时,再按“-”,重复播报“60摄氏度”(数字不变)。
- 短按“-”减温键,将温度降低,每按一下对应语音播报当前温度,如“40摄氏度”、“60摄氏度”当温度减至40°C时,再按“-”加热关闭,语音播报“关闭加热”。

充电功能

- 产品充电时灯条蓝色呼吸灯常亮,充满为蓝灯常亮。充电时不可使用。
- 开机后灯条显示蓝色常亮,充电时显示蓝色呼吸灯,满电后常亮。
- 产品低电时灯条蓝色灯和喇叭灯白色同时显示闪烁,并语音提示“电量低,请充电”。

03

工作时间

产品开机默认30分钟,在30分钟内切换发热温度或者震动模式都是到时间关机,所有功能暂停,灭灯并关机。

清洁保养

1. 主机护理
妥善保护好有触摸功能的主机显示屏,清洁主机请使用软布擦拭。

2. 产品布料区域
布料区域不支持水洗。需要清洁保养时,请用酒精消毒汗渍或用净湿毛巾擦拭。



产品简介

产品名称	产品型号	充电时间
膝盖按摩器	BP-XG03	约180min

工作功率	工作电压	电池容量
7W	3.7V	2000mAh

注:本产品为可充电产品,适配Type-C接口充电。

04

按键说明



档位增加 档位减少

电源开关
长按:开/关机
短按:模式切换

故障处理说明

如果产品不能正常工作,请检查是否发生如下情况。若我们提供的建议无法解决问题,请将产品送回经销商处进行维修。

1. 按摩产品无法启动
原因:产品仍连接在家用电源插座上;电池电量耗尽;电源键未牢牢地按下。
解决办法:将充电线从机身上移除;请充电;牢牢地按下电源键,直至震动到位。

05

2. 充电指示灯不点亮
原因:USB充电线未正确插入电源插座。
解决办法:请将USB充电线正确插入电源插座。

3. 即便刚充过电也只能使用几分钟
原因:电池寿命耗尽(大约5年)。
解决办法:请向经销商咨询(请勿自行更换电池)。

4. 机身不加热
原因:在推荐的环境温度范围之外使用时,本产品可能无法正常运行。
解决办法:在推荐的0~40°C的使用温度范围内使用。

5. 产品在运行过程中停止工作
原因:电池电量已耗尽,大约15分钟后,本产品自动停止工作。
解决办法:电量不足请充电。

储存要求

请将本产品放置于儿童不能接触的地方,远离潮湿、高温、太阳直射及水渍。长时间不使用时应关闭电源并保留每两个月充电一次。

使用环境

	使用环境	存储与运输
温度范围	0°C-40°C	-10°C-50°C
湿度范围	<80%RH	<80%RH
大气压	70KPA-106KPA	70KPA-110KPA

06

废弃要求

产品失效后的电池的废弃方法请依照当地法规或环保规定进行处理。

保修条例

- 本产品的保修期限按所销售的国家对可能存在不同时长,我们会在该国法律允许的情况下尽量延长。
- 本产品的保修期限为自购买之日起1年。
- 如果仪器在保修期内出现质量问题,本公司将给予免费维修或更换,但由您不当使用或者不规范操作带来的机器损坏不在保修范围内。本公司将按照成本价格为您更换损坏部件或以旧换新,旧仪器拥有权归本公司所有。
- 请在您需要保修时出示您的购机保修卡。

以下情况下本公司可能不提供保修或退换货

- 对于火灾、地震、洪水等不可预测事引起的产品损害。
- 您的过失、误用、其它异常条件下使用等引起的仪器故障及损坏。
- 您的自行拆卸及保管不当(如鼠害、液体渗入)所造成的仪器损坏。
- 在非产品使用环境中强制使用产品造成的损坏,包括但不限于超出工作负荷等。
- 其他本公司无法控制的情况下造成的产品损害。
- 对于本产品的作用或使用的限制性损害(如您的商业利益损失、事业的中断、使用仪器造成的其他损失、使用本产品需要更换设备、装置或服务所产生的成本,您的顾客索赔需求等),本公司将不承担随附性损害造成的责任。

对意外事件应承担的种类及程度,本公司将按相关的法律法规承担。

07

合格证

型号MODEL	
日期DATE	
检查员QC	

保修卡

姓名	地址	电话	购买日期	保修年限

本保修卡各栏请填写详细。
1. 本产品自购买日-年内在正常使用状况下免费服务。
2. 超过上项所定期限如需更换零件,则酌情收取维修费。
3. 在保修期间,若有下类情形恕不免费修理:
a. 未出示保修卡或购买凭证(发票或收据)者。
b. 超过保修范围的维修。
c. 因拆装或改造而造成的损坏。
d. 因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。
e. 非一般家庭使用(如长时间使用于环境恶劣的场所造成之故障或损害者)。
f. 外观因使用而自然污旧者。

08

BP-XG03

使用产品前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好以供日后使用
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference

09