

尺寸：90*120mm

感谢您使用本公司的产品。在使用前,请您仔细阅读本说明书,正确地掌握、仔细地阅读本安全注意事项的使用方法。本公司保留对产品及其使用手册改进的权利,如有改动恕不另行通知,产品外观以实物为准。	
本手册经过认真校对,但不排除可能存在印刷排版或内容上的误解,敬请谅解。	
用户必读	01
产品功能	03
部件名称	03
使用方法	04
保养维护	05
故障诊断	06
主要技术参数	07
环保说明	08
产品维修服务指南	09
装箱数量	09
保修卡	10

4. 使用方法

△ 使用前注意事项

- 请检查机器及配件完整。
- 建议使用前用布或者湿纸巾擦拭产品EMS黑色电极片,提升导电性。
- 使用时请去除挂件和装饰物,以免影响按摩效果。
- 按摩时请轻柔在腰部上或腿部上,通过滚动固定好。

电源接插

- 长按电源按钮“开机/关机”。开机后,默认进入健康模式+热敷高档。
- 短按电源按钮可依次循环切换模式档位。切换模式后,EMS力度回到一档。开机默认以健康模式为准,继续切换顺序为拍打模式→揉捏模式→运动模式→推拿模式→放松模式→按摩模式,循环切换。

热敷按钮

- 短按热敷按钮可依次循环切换热敷温度。开机默认热敷高挡(亮红灯)后,继续长按顺序为关闭热敷(灯熄灭)→低档(亮蓝灯)→中档(亮绿灯)→高档(亮红灯),循环切换。

强度调节按钮

开机状态下,短按“-”、“+”键调节EMS强度,共0-16级力度可调。

充电方式

- 将USB充电线接入产品充电孔。
- 在充电过程中产品提示充电提醒音,请暂停使用,待充满后再使用。
- 支持多种充电方式:电脑USB接口/移动电源/5V-1A电源适配器。

● 充满电后指示灯呈蓝色呼吸状态, 满电后指示灯常亮且语音提示“电已充满”
电量充满后取出充电器, 指示灯常亮。

● 电量低于3.3V时热敏指示灯闪烁,并语音提示:“电量低,请及时充电”后,每2种种功能一次逐渐降低;电量低于3.1V时,所有开关并锁住:“电量不足,请及时充电” 后自动关机;再次开机灯闪烁3秒自动关机。

● 请关机后再充电,请勿边充电边使用。如长时间不使用,请定时充电。

指示灯说明

控制键指示灯	状态	描述
拍打档位灯	闪烁	电量低
蓝色 (充电状态下)	闪烁	充电过程中
蓝色 (充电状态下)	常亮	电量已充满, 未拔充电器

5. 保养维护

清洁方式

- 产品使用后,如有油污请用干软布轻轻擦拭。
- 如产品脏污,可用湿布或蘸酒精布轻轻擦拭。
- 不要让水进入到产品内部,请放置自然风干。
- 请不要将产品上放置重物,避免产品损坏。

保养的时候,一定要把充电线拔掉,但是不要用湿手去摸电源线,使用之后不要放在阳光直射的地方或者受热很大的地方。如果长时间不使用的话请晾干后,收纳好存放。

8、环保说明

1、本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求；

2、在环保使用期限内，消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄漏、析出等影响消费者健康的问题，可放心使用；

3、本公司产品环保使用期限为10年，有在本说明书所述的正常使用下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

产品名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶类组件	○	○	○	○	○	○
线路板/电子组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
五金类零件	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本款依据SJ/T 11364的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下

×:表示有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求

(备注以上“×”的部件中部分含有有害物质超标是由于目前行业技术水平所限制无法实现替代或减量)

9、产品保修服务指南

保修及服务

为了您更好地了解享宜公司的各项服务,请仔细阅读以下内容:本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期,在“三包”有效期内,正常状态下使用本产品而发生故障,可在持授权技术服务维修、更换、退货。在产品保修期内,可依照本保修条款的内容,在佛山市蓝捷科技发展有限公司授权技术服务中心享受无偿维修服务(随机附件:USB线等,不在保修范围内)。在保修期“三包”有效期内以下情况将实施有保修服务而不予享受“三包”服务:

- 1、不能出示有效保修卡手册和有效发票。
- 2、购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3、由于不可预期的自然灾害造成的故障、损坏。
- 4、在运输、搬运过程中造成的故障、损坏。
- 5、由于未能按照《产品使用指南》上所列的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6、未经本公司授权地区人员进行拆卸、维修、改装造成的故障。

*需要保修时将保修卡(连同保修卡(原件)及购机发票(复印件)一起送往佛山市蓝捷科技发展有限公司技术服务中心,由维修人员向用户申报。如经运输途中产品损坏,将无法享受国家《三包法》规定的“三包”服务条款。

10、装箱数量

座席仪	1x
说明书	1x
Type-C充电线	1x

08

09

合格证

型号MODEL

日期DATE

检查员QC

BP-YF07 PRO

保修卡

姓 名

地 址

电 话

购买日期

登 修 期 限

年

月

本保修卡各栏请详细填写。

1. 本产品自购买日1年内在正常使用状况下免费服务。

2. 超过上项所定期限如需更换零配件, 则酌情收取检修费。

3. 在保修期间, 若有下列情形恕不免费修理:

a. 未能出示保修卡或购买凭证 (发票或收据) 者。

b. 超过保修范围的维修。

c. 因拆修或改造而造成的损坏。

d. 因错误疏忽使用或人为使用不当造成的损坏。

e. 非一般家庭使用 (如长时间使用于环境恶劣的场所) 所造成之故障或损害者。

f. 外观因使用而自然旧损者。

检 验 员

经 销 商 签 章

使用产品前, 请仔细阅读说明书, 并妥善保管好以供日后使用

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

20